


Katalog Produkte 2008/2009

MEDTech Endoskopservice



Inhalt

Einwegprodukte/ Single use

Autoklavierbare Produkte/ Reusable

Seite:

Seite:

Einweg Biopsiezangen ohne Dorn	3	Biopsiezangen ohne Dorn	11
Einweg Biopsiezangen mit Dorn	4	Biopsiezangen mit Dorn	11
Einweg Hot Biopsiezangen	4	Biopsiezange Alligator Kippbar	12
Einweg Polypektomieschlingen	5	Fremdkörperzange Rattenzahn	12
Einweg Injektionsnadeln	5	Fremdkörperzange Pelikan	13
Einweg Zytologiebürsten	6	Polypengreifer 3-Armig	13
Einweg Doppel-Reinigungsbürsten	6	Polypengreifer 5-Armig	14
Einweg Doppel-Ventil-Reinigungsbürsten	7	Sprühkatheter	14
Einweg Ventilreinigungsbürsten	7	Polypektomieschlingen Halbmond	15
Einweg Koloskopieshorts	8	Polypektomieschlingen oval	15
Einweg Beißringe	8	Reinigungsbürsten	16
Einweg Polypensammler	9	Allgemeine Geschäftsbedingungen	17
		Allgemeine Geschäftsbedingungen	18
		Impressum	19

Einwegprodukte/ Single use

MEDTech Endoskopservice zeigt ihnen hier die neuen Einwegprodukte mit modifizierten und ausgereiften Techniken. Unser Ziel ist die Beschleunigung und Erleichterung der Untersuchungen. Alle unsere Produkte sind mit festmontierten Handgriffen versehen.




Einwegbiopsiezangen oval, ohne Dorn, unbeschichtet:

Artikelnummer	Ø und Länge	Arbeitskanal	steril	1 VE
FE-D2423BT	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.



Einweg Biopsiezangen oval, ohne Dorn, beschichtet:

Artikelnummer	Durchm. und Länge	Arbeitskanal	steril	1 VE
FE-D1812BTC	Ø 1.8mm x 1200mm	Ab 2.0mm	⊗	10 Stk.
FE-D2418BTC	Ø 2.4mm x 1800mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.
FE-D2423BTC	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.




Einweg Biopsiezangen oval, mit Dorn, beschichtet:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	steril	1 VE
FE-D2418BWC	Ø 2.4mm x 1800mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.
FE-D2423BWC	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.



Einweg Biopsiezangen oval, ohne Dorn, Hot Biopsy mit HF Anschluss, beschichtet:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	steril	1 VE
FE-D2423DG	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.



Einweg Polypektomieschlingen oval, mit HF Anschluss, stufenlos verstellbar:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	Schlinge	steril	1 VE
FE-D2423DT10	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	Ø 10-15mm	⊗	10 Stk
FE-D2423DT30	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	Ø 20-30mm	⊗	10 Stk




Einweg Injektionsnadeln mit innenliegender distaler Metallhülse:

Artikelnummer	Ø und Länge	Arbeitskanal	Nadel-Ø	Nadellänge	steril	1 VE
FE-D2418PN2306	Ø 2.4mm x 1800mm	Ab 2.8mm	Ø 0.6mm	6mm	⊗	10 Stk.
FE-D2423PN2306	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	Ø 0.6mm	6mm	⊗	10 Stk.



Einweg Zytologiebürsten mit Metallkugelkopf:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	steril	1 VE
FE-D1812WB	Ø 1.8mm x 1200mm	Ab 2.0mm	⊗	10 Stk.
FE-D2423WB	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	⊗	10 Stk.



Einweg Doppel-Reinigungsbürsten:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	Bürste	unsteril	1 VE
FE-D0922PN	Ø 2.0mm x 2200mm	1.2mm Jet Kanal	Ø 2mm	⊗	50 Stk.
FE-D2422WA	Ø 2.4mm x 2200mm	2.8-4.2mm	Ø 6mm	⊗	50 Stk.



Einweg Doppel-Ventilreinigungsbürsten:

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	Bürste	Ventilbürste	unsteril	1 VE
FE-D2422WAV	Ø 2.4mm x 2200mm	Ab 2.8mm	Ø 6mm	Ø 10mm	⊗	50 Stk.



Einweg Ventilreinigungsbürsten:

Artikelnummer	Länge	Ventilbürste	unsteril	1 VE
FE-D1001WR	100mm	Ø 10mm	⊗	10 Stk.



Koloskopieshort, schließbarer Deckel mit Klettverschlüssen

Artikelnummer	Größe	Farbe	unsteril	1 VE
FE-KHOSE90	XXXL	blau	⊗	150 Stk.
FE-KHOSE70	XL	blau	⊗	100 Stk.



Einweg Beißring mit Gewebeband:

Artikelnummer	Fixierung	Farbe	unsteril	1 VE
FE-B25GEW	Gewebeband	blau	⊗	100 Stk.



Einweg Polypensammler, drehbar, mit zusätzlichem Verschlussdeckel:

Artikelnummer	Anschlüsse	Kammeranzahl	unsteril	1 VE
FE-DP40	universal	4	⊗	10

Wiederverwendbare Produkte:

Autoklavierbare Produkte /Reusable products (134° C)

MEDTech Endoskopservice zeigt ihnen hier die neuen autoklavierbaren Produkte (134°C) aus unserem Sortiment. Die ergonomischen festmontierten Handgriffe erleichtern und beschleunigen den instrumentalen Einsatz der Produkte während der Untersuchung. Hochwertig gefräste und geschliffene Zangen- Branchen garantieren eine präzise geschnittene Gewebeprobe. Auch Sonderlängen und Sondergrößen können auf Wunsch gefertigt werden.

Die verjüngt geschliffenen Spiralen schonen den Biopsiekanal, begünstigen den Vorschub, die Abwinkelung des Endoskopes, und den Reibungswiderstand im Arbeitskanal des Endoskopes.

Die FENDO Medizintechnik Polypektomieschlingen verfügen über eine Spezial gefertigte Multifile Edelstahllitze mit besonderen Schneide- und Koagulations Eigenschaften. Der demontierbare Handgriff erleichtert die Reinigung und verkürzt die Untersuchungsdauer durch blitzwechsel der Schlingen. Durch Knopfdruck kann die Zugstange am Handgriff blitzartig arretiert werden.

Alle HF-Handgriffe besitzen einen OL-Anschluss und sind kompatibel mit allen gängigen HF-Geräten.



Biopsiezangen, oval, distal verjüngt

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2417BT	Ø 2.4mm x 1700mm	Ab 2.8mm	o
FE-2423BT	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o
FE-3023BT	Ø 3.0mm x 2300mm	Ab 3.2mm	o



Biopsiezangen, oval mit Dorn, distal verjüngt

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2417BW	Ø 2.4mm x 1700mm	Ab 2.8mm	o
FE-2423BW	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o
FE-3023BW	Ø 3.0mm x 2300mm	Ab 3.2mm	o



Biopsiezangen, Alligator, kippbar

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2423BV	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o



Fremdkörperzange, Rattenzahn

Autoklavierbar 134°C


Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2423GI	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o



Fremdkörperzangen, Pelikan 10mm

Autoklavierbar 134°C


Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2423GK	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o



Polypengreifer 3-Armig, mit runden Greifern

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2423GM103	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o



Polypengreifer 5-Armig , mit runden Greifern

Autoklavierbar 134°C


Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril
FE-2423GM105	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o



Sprühkatheter, mit geschlitzter Metallspitze

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Durchmesser und Länge	Arbeitskanal	unsteril	Menge
FE-2423PB	Ø 2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o	1 Stk.
FE-1823PB	Ø 1.8mm x 2300mm	Ab 2.0mm	o	1 Stk.




Polypektomieschlinge, oval, HF Anschluss OL

Autoklavierbar 134°C

Handgriff demontierbar, zusätzlicher Spülanschluss

Artikelnummer	Ø und Länge	Arbeitskanal	Größe	unsteril	1 VE
FE-2423DT20	Ø 2.4 x 2300mm	Ab 2.8mm	Ø20mm	o	2 Stk. + Griff
FE-2423DT30	Ø 2.4 x 2300mm	Ab 2.8mm	Ø30mm	o	2 Stk. + Griff



Polypektomieschlinge Halbmond, HF Anschluss OL

Autoklavierbar 134°C

Handgriff demontierbar, zusätzlicher Spülanschluss

Artikelnummer	Ø und Länge	Arbeitskanal	Größe	unsteril	1 VE
FE-2423DB20	Ø2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	20mm	o	2 Stk.+ Griff
FE-2423DB30	Ø2.4mm x 2300mm	Ab 2.8mm	30mm	o	2 Stk. + Griff



Reinigungsbürste

Autoklavierbar 134°C

Artikelnummer	Ø und Länge	Arbeitskanal	unsteril	1 VE
EZ-7055S-170	Ø 6.5mm x 1700mm	Ab 2.8mm	o	1 Stk.+ Griff
EZ-7055S-230	Ø 6.5mm x 2300mm	Ab 2.8mm	o	1 Stk. + Griff

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Unsere ABG gelten für alle allgemeinen Geschäftsbeziehungen gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Krankenhäuser allen Rechtsformen, niedergelassenen Ärzten sowie allen Bestellern. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht akzeptiert. Ausnahmen müssen schriftlich von der Geschäftsleitung genehmigt werden.

2. Preise

Alle Preise gelten lt. Auftragsbestätigung bzw. Rechnung zzgl. der ges. Mehrwertsteuer. Alle Preise können nach Vertragsabschlüssen von der Geschäftsleitung erhöht oder gesenkt werden aufgrund von Rohstoffveränderungen oder aus anderen Gründen.

3. Zahlungsbedingungen

Aus der Auftragsbestätigung oder sonst getroffenen Vereinbarung ergibt sich der Kaufpreis ohne Abzug. Skonto ist nur nach schriftlicher Vereinbarung abzugsfähig. Wir gewähren 14 Tage Netto Kasse dem Besteller. Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen (höhe beträgt 5% über dem Basiszinssatz). Entstehen dadurch Verzugsschäden, so stellen wir diese in Rechnung. Händler im In und Ausland sind verpflichtet, bei Bestellungen 100% Vorkasse zu leisten. Andere Vereinbarungen müssen schriftlich von unserer Geschäftsleitung genehmigt werden. Das Rückbehaltungsrecht ist dem Besteller nur dann gestattet, wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt sind, und von uns anerkannt sind.

4. Angebote und Aufträge

Alle Angebote sind unverbindlich und bedürfen der Schriftform. Diese sind 4 Wochen gültig und berechtigen dem Besteller sich darauf zu berufen. Wir sind berechtigt, Änderungen am Produkt vorzunehmen und oder Veränderungen und Modifizierungen in dem Zeitraum der Gültigkeit umzusetzen. Alle Unterlagen aus Angeboten und Aufträgen dürfen dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt besonders für Vertrauliche Unterlagen jeglicher Art. Bestellungen die als Angebote im Sinne von §145 BGB zu betrachten sind, können 4 Wochen nachwirkend angenommen werden.

5. Lieferungen

Alle Lieferungen werden lt. Auftragsbestätigung verpackt und den vereinbarten Bedingungen ausgeliefert. Teillieferungen sind wenn nicht unzumutbar zulässig. Angegebene Lieferzeiten sind aus dem Auftrag zu entnehmen. Sind diese aus verschiedenen Gründen nicht einzuhalten, ist die Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Ablehnungsandrohungen des Bestellers sind nur dann zu setzen, wenn eine angemessene Nachfrist voranging. Sollte auch dann der Ablauf sich dennoch verzögern, berechtigt das dem Besteller vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Kommt der Besteller in Annahmeverzug, sind wir berechtigt den uns entstandenen Schaden einzufordern. Bei Untergang der Bestellung oder zufälliger Schädigung der Ware geht dies zu Lasten des Bestellers. Entstehen Behinderungen der Lieferzeit durch höhere Gewalt oder unvorhergesehenes, benachrichtigen wir den Besteller umgehend. In diesem Fall können beide Seiten nicht vom Vertrag zurücktreten.

6. Gewährleistung

Findet der Besteller einen Mangel der Ware, hat er nur dann Gewährleistungsanspruch, wenn wir nach eingehender Untersuchung selbst einen Mangel feststellen konnten, und der Besteller dies angezeigt hat. Tritt ein Mangel später auf, muss der Besteller dies unverzüglich nach Entdeckung zur Anzeige bringen, andernfalls gilt die Ware trotz Mangel als genehmigt (§377 HGB). Gewährleistungsansprüche sind nur gültig, wenn die Beanstandungen von uns anerkannt sind. Somit trägt der Besteller die Beweislast für alle Anspruchsvoraussetzungen. Liegt ein vertretbarer Mangel von unserer Seite vor, sind wir nach unserer Wahl für Ersatzlieferung oder Mangelbeseitigung berechtigt. Die Frist der Mangelbeseitigung beträgt einen Monat und muss durch den Besteller angeordnet werden. Bis zum Ende dieser Frist kann keine Wandlung des Vertrages noch Minderung des Kaufpreises stattfinden. Schlägt alles vorangegangene Fehl, ist der Besteller berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr ab versenden der Ware. Ansprüche auf Mangelfolgeschäden gelten auch dieser Frist.

7. Rücknahmen

Wir nehmen Produkte zurück wenn Sie unbenutzt, unbeschädigte Verpackung, Wiederverwendbar und aus unserem Portfolio sind. Bis 14 Tage nach Auftragsbestätigung kann der Besteller dies in Anspruch nehmen. Sollten unversehrte Produkte zurückgenommen werden, entstehen Aufbereitungskosten von 30%. Die anfallenden Frachtkosten trägt der Besteller. Defekte Ware wird ohne Abzüge gutgeschrieben.
EINWEGPRODUKTE WERDEN NICHT ZURÜCKGENOMMEN!

8. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt unser Eigentum bis zum Eingang aller Zahlungen eines Vertrages. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt die Ware zurückzunehmen. Dies ist kein Rücktritt vom Vertrag, sondern eine Maßnahme bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers. Der Besteller ist berechtigt, die Ware weiter zu veräußern und ist verpflichtet diese sorgfältig zu behandeln. Alle Forderungen vom Besteller an uns erlöschen, sobald der Besteller die Ware weiterveräußert. Kommt der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nach, und hat kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt, werden wir Forderungen nicht selber einklagen. Werden Produkte unseres Portfolio mit anderen untrennbar vermischt, sind wir Miteigentümer der neuen Ware im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den übrigen vermischten Produkten zum Zeitpunkt der Vermischung.

9. Sonstiges

Es gilt das Recht der BRD . Auskünfte und Beratungen, sowie Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von der Prüfungspflicht und sind nicht bindend. Gerichtsstand ist unser Firmensitz, können aber auch den Besteller am Gerichtsstand seines Wohnsitzes verklagen. Alle Änderungen der Rechtslage dieser AGB kann der Verwender vornehmen. Bei erfolgten Änderungen sind diese dem Besteller mitzuteilen. Äußert sich der Besteller dazu nicht, gilt dies als Einverständniserklärung. Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten wenden sie sich an unsere Geschäftsleitung.

Impressum

MEDTech Endoskopservice GbR
31714 Hülshagen

Deutschland

Telefon: 0 57 21 / 890 38 56

Telefax: 0 57 21 / 89 038 57

E-Mail: info@medtech-service.eu